



## Otoscopio Video - Android + Ios

Codice GEF (SKU) 35196

EAN / GTIN 6974364651113

OTOSCOPIO VIDEO - Android + iOS Dispositivo portatile e palmare di ingrandimento ottico, con videocamera a lunghezza focale ridotta per l'esame dell'orecchio, del condotto uditivo esterno e del t

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO VIDEO - Android + iOS Dispositivo portatile e palmare di ingrandimento ottico, con videocamera a lunghezza focale ridotta per l'esame dell'orecchio, del condotto uditivo esterno e del timpano. La videocamera ad alta risoluzione fornisce ottime immagini e video; 6 luci LED all'estremità superiore della videocamera illuminano l'area esaminata e aumentano il campo visivo. Dotato di batteria ricaricabile e cavi di connessione differenti, per l'uso con vari tipi di telefono. Collegando l'otoscopio all'App, è possibile catturare, trasmettere e visualizzare video e immagini fisse sul dispositivo. Adatto per adulti e bambini di età superiore a 3 anni.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6974364651113

CODICE GEF

35196



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697