



# Armfit+ Monitor Misuratore di Pressione con ECG

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 35198

EAN / GTIN 6934440102212

Confezione 1

ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misurazioni pressione arteriosa
- Tecnologia: Metodo oscillometrico
- Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg
- Accuratezza:  $\pm 3$ mmHg
- Intervallo polso: 40-200 /min
- Accuratezza polso:  $\pm 2$  /min
- Accuratezza clinica: Conforme IEC80601-2-30
- RegISTRAZIONI pressione: 50
- RegISTRAZIONE ECG
- Tipo derivazioni: Elettrodi ECG integrati
- Set derivazioni: I, II, Precordiale
- Misurazione ECG: 30s di registrazione
- Intervallo frequenza cardiaca: 30-250/min  $\pm 2$  /min
- RegISTRAZIONI ECG: 10
- Dispositivo
- Dimensioni - peso (apparecchio): 135x45x20 mm - 240 g
- Dimensioni bracciale: Bracciale adulti: 22-42cm
- Wireless: Bluetooth 4.0 incorporato
- Ingresso ricarica: Micro USB, 5VCC
- Tipo batteria: Ricaricabile, polimeri di litio
- Autonomia batteria: 500 misurazioni
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Classificazioni
- Protezione: Tipo BF
- Resistenza a polvere/acqua: IP22
- Norme: EN 60601-1-2

CLASSE DM

**Ila**

CND

**Z1203020501**

EAN / GTIN

**6934440102212**

CODICE GEF

**35198**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)