



Pompa Infusione

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **35200**

EAN / GTIN **08809282071133**

Confezione **1**

POMPA INFUSIONE VOLUMETRICA IP-7700 La pompa utilizza il metodo peristaltico e garantisce un'alta precisione di flusso; è compatibile con i set infusione di differenti marche grazie alla rilevazione ultrasonica della bolla d'aria. La sua tastiera in silicone consente di impostare facilmente le procedure. Il display LCD numerico flessibile a colori visualizza informazioni complete e di immediata lettura. Le condizioni di infusione come velocità K.V.O. (funzione anti-ostruzione vene), velocità sfiato e bolo possono essere impostate dall'operatore. Completa di batteria. Caratteristiche principali - Leggerezza e compattezza: pesa solo 3,5 kg; design compatto, facilità d'uso. - Compatibilità con 4 marche principali di set infusione: TERUMO (TSPA 200L), BD (A122), Korean Vaccine (1 e 2), Aries. Ogni pompa può essere calibrata per più di 9 differenti set infusione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di regolazione flusso
- 1 ~ 1.000 ml/h (intervallo infusione 1 ml)
- 0,1 ~ 999,9 ml/h (intervallo infusione 0,1ml)
- Margine errore flusso volume $\pm 5\%$
- Intervallo volume di infusione: 1 ~ 9.999 ml
- Intervallo volume totale stimato: 1 ~ 9.999 ml
- Intervallo K.V.O (funzione anti-ostruzione vene) 1 ml/h-10 ml/h regolabile
- Tecnologia pompa: metodo peristaltico
- Dimensioni: (L x P x H) 100x190x250 mm
- Peso: 3,5 kg (batterie incluse)
- Volume di flusso rapido (Sfiato) 1-1.000 ml/h regolabile
- Bolo 1~1.000 ml/h regolabile
- Caratteristiche allarmi
- Aria presente nella linea, occlusione, errore di flusso, sportello aperto, K.V.O. (completamento dell'infusione), standby, batteria scarica, allarme, malfunzionamento dispositivo (errore CPU), contenitore vuoto (con sensore goccia opzionale)
- Caratteristiche speciali
- Blocco tastiera, memorizzazione dati, tempo residuo, ripetizione allarme, sistema aperto, K.V.O., sfiato, bolo, livello occlusione, richiamo impostazioni precedenti
- Alimentazione
- CA 230V, 50/60Hz e CC 9,6V Adattatore sorgente interna CC 12 / 24V - 2A commutabile a 110V/60Hz - con adattatore 35204
- Massima potenza assorbita 40 VA
- Livello di protezione contro shock elettrici
- Classe II B, dispositivo sorgente interna, tipo CF
- Livello di resistenza all'acqua IPX3
- Tipo batteria Ni-Mh ricaricabile
- Durata batteria 4 ore (infusione pari a 125 ml/h)
- Tempo di ricarica batteria Minimo 6 ore
- Vita utile batteria 6 mesi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12030301

EAN / GTIN

08809282071133

CODICE GEF

35200



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it