



Sensore Goccia

Codice GEF (SKU) 35202

EAN / GTIN 8023279352023

Confezione 1

Sensore goccia - per un controllo più accurato dello sgocciolamento, suggerito per reparti di terapia intensiva e reparti neonatali

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279352023

CODICE GEF

35202



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697