

Adattatore 110v-60hz per 35200, 35205

Codice GEF (SKU) 35204

EAN / GTIN 8023279352047

Confezione 1 pz.

Adattatore 110V - 60 Hz

GEF Medica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279352047

CODICE GEF

35204



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697