



Pulsoximetro Oxy 200

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35213

EAN / GTIN 8023279352139

Confezione 1

PULSOXIMETRO OXY-200 con monitor e batteria Pulsoximetro portatile che mostra SpO2, PR, grafico a barre, PI, andamento pulsazioni e carica della batteria. Memorizzazione e analisi dati multiutente. I dati memorizzati possono essere caricati su PC in tempo reale. Sensore per dito adulti, batteria e software per download su PC inclusi. Tempo continuo di funzionamento: più di un'ora. Caratteristiche tecniche Alimentazione 100-240 V, 50/60 Hz batteria al litio ricaricabile Campo di misurazione SpO2 0-100% $\pm 2\%$ (tra 70-100%) Risoluzione: 1% Frequenza cardiaca 30-250 bpm ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (selezionare il maggiore) Risoluzione: 1 bpm Campo di misurazione PI 0-20% $\pm 1\%$ (tra 1%-20%) Risoluzione: 0,1% Dimensioni 269x222x79 mm - Peso: 1 kg Manuale (GB, IT)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz batteria al litio ricaricabile
- Campo di misurazione SpO2: 0-100% $\pm 2\%$ (tra 70-100%) Risoluzione: 1%
- Frequenza cardiaca: 30-250 bpm ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (selezionare il maggiore) Risoluzione: 1 bpm
- Campo di misurazione PI: 0-20% $\pm 1\%$ (tra 1%-20%) Risoluzione: 0,1%
- Dimensioni: 269x222x79 mm - Peso: 1 kg
- Manuale (GB, IT)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279352139

CODICE GEF

35213



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697