



## Sensore SpO2 Pediatrico per 35152, 35213

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **35215**

EAN / GTIN **8023279352153**

Confezione **1 pz.**

SENSORE PEDIATRICO 10-40 kg - riutilizzabile

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**C900301**

EAN / GTIN

**8023279352153**

CODICE GEF

**35215**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697