



Sensore SpO2 Neonatale per 35152.35213

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **35216**

EAN / GTIN **8023279352160**

Confezione **1 pz.**

SENSORE NEONATALE 3-10 kg - riutilizzabile

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II B

CND
C900301

EAN / GTIN
8023279352160

CODICE GEF
35216



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697