



Sensore SpO2 Pediatico per Bci

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35220

EAN / GTIN 6900234100139

Confezione 1

OEM - Marchio: BCI N: 5 Tipo di sensore: Da dito pediatrico Lunghezza cavo: 0.9 m Cavo d'estensione: (cod. 35300) *Questo sensore SpO2 necessita del cavo d'estensione per essere connesso all'apparecchio. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
C900301EAN / GTIN
6900234100139CODICE GEF
35220

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697