



Sensore SpO2 Adulti per Bci

Dispositivo medico

Classe IIb

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35221

EAN / GTIN 6900234100047

Confezione 1

OEM - Marchio: BCI N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto Lunghezza cavo: 0.9 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.
Compatibilità: BCI: 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300; Spacelabs Burdick: PRO2; Draeger: Oxipac 2000/2500

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35221	0,9 m	6900234100047	1
35222	3 m	6900234100054	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100047

CODICE GEF

35221



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697