




## Sensore SpO2 Neonatale "y" per CSI - Cavo 3 M

Codice GEF (SKU) 35225

OEM - Marchio: CSI (Criticare) N: 6 Tipo di sensore: Tipo Y neonatale  
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Alaris (IVAC): VitalCheck 4400; Criticare: 503DX. 503 Spot, 504DX/P. 504DX, serie 506 (eccetto 506LN3), 507ELC2, 8100 Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- OEM - Marchio: CSI (Criticare)
- N: 6
- Tipo di sensore: Tipo Y neonatale
- Lunghezza cavo: 3.0 m
- Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.
- Compatibilità: Alaris (IVAC): VitalCheck 4400; Criticare: 503DX. 503 Spot, 504DX/P. 504DX, serie 506 (eccetto 506LN3), 507ELC2, 8100 Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**35225**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697