



Sensore SpO₂ Adulti per Csi - Cavo 0,9 M

Codice GEF (SKU) 35226

OEM - Marchio: CSI (Criticare) N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto
Lunghezza cavo: 0,9 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Alaris (IVAC): VitalCheck 4400; Criticare: 503DX. 503 Spot, 504DX/P. 504DX, serie 506 (eccetto 506LN3), 507ELC2, 8100 Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OEM - Marchio: CSI (Criticare)
- N: 1
- Tipo di sensore: Da dito adulto
- Lunghezza cavo: 0,9 m
- Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.
- Compatibilità: Alaris (IVAC): VitalCheck 4400; Criticare: 503DX. 503 Spot, 504DX/P. 504DX, serie 506 (eccetto 506LN3), 507ELC2, 8100 Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35226



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697