



Sensore SpO2 Adulti per Csi

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35227

EAN / GTIN 6900234100276

Confezione 1

OEM - Marchio: CSI (Criticare) N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto
Lunghezza cavo: 3,0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Alaris (IVAC): VitalCheck 4400; Criticare: 503DX, 503 Spot, 504DX/P, 504DX, serie 506 (eccetto 506LN3), 507ELC2, 8100 Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
C900301EAN / GTIN
6900234100276CODICE GEF
35227

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697