



Sensore SpO2 Adulti per Datex-ohmeda

Dispositivo medico

Classe IIb

2 varianti

Codice GEF (SKU) **35232**EAN / GTIN **6900234100306**Confezione **1**

OEM - Marchio: Datex-Ohmeda N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto
Lunghezza cavo: 0.9 m Cavo d'estensione: (cod. 35302) *Questo sensore SpO2 necessita del cavo d'estensione per essere connesso all'apparecchio. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35232	0,9 m	6900234100306	1
35234	3 m	6900234100320	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100306

CODICE GEF

35232

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697