



# Sensore SpO<sub>2</sub> Pediatrico per Datex-ohmeda

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35233

EAN / GTIN 6900234100313

Confezione 1

OEM - Marchio: Datex-Ohmeda N: 5 Tipo di sensore: Da dito pediatrico  
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Datex-Ohmeda: AS/3,CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, SAF-F, CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite, Trans Plus, System 5, ULTS00

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100313

CODICE GEF

35233



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697