



Sensore SpO2 Adulti a "y" per Datex-ohmeda

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35235

EAN / GTIN 6900234100542

Confezione 1

OEM - Marchio: Datex-Ohmeda N: 3 Tipo di sensore: Tipo Y adulto da orecchio Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Datex-Ohmeda: AS/3,CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, SAF-F, CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlile, Trans Plus, System 5, ULTS00

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
C900301EAN / GTIN
6900234100542CODICE GEF
35235

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697