



Sensore SpO2 Adulti per Ge Datex-ohmeda

Dispositivo medico

Classe IIb

2 varianti

Codice GEF (SKU) **35238**EAN / GTIN **6900234100337**Confezione **1**

OEM - Marchio: GE Datex-Ohmeda N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: GE (Datex-Ohmeda): S/5, i4 Modular Monitors con moduli Eserie, Corometrics® 259 con TruSignal Ohmeda Technology

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35238	3 m	6900234100337	1
35239	4 m	6900234100344	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100337

CODICE GEF

35238

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697