



Sensore SpO₂ Adulti "soft" per Ge Datex-ohmeda Cavo 3m

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35240

EAN / GTIN 6900234100467

Confezione 1

OEM - Marchio: GE Datex-Ohmeda N: 3 Tipo di sensore: Morbido da dito adulto Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: GE (Datex-Ohmeda): S/5, I4 Modular Monitors con moduli Eserie, Corometrics® 259 con TruSignal Ohmeda Technology

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100467

CODICE GEF

35240



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697