



## Sensore SpO2 Adulti per Datex-ohmeda Trusat- Cavo 3 M

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35243

EAN / GTIN 6900234100351

Confezione 1

OEM - Marchio: Datex-Ohmeda N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto  
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Ohmeda TruSatOhmeda TruSat TD

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100351

CODICE GEF

35243



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697