



Sensore SpO2 Adulti per Ge Trusignal

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35247

EAN / GTIN 6900234100375

Confezione 1

OEM - Marchio: GE TruSignal N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto
Lunghezza cavo: 0,9 m Cavo d'estensione: (cod. 35303) *Questo sensore SpO2 necessita del cavo d'estensione per essere connesso all'apparecchio. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100375

CODICE GEF

35247



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697