



Sensore SpO₂ Adulti per Goldway - Cavo 3 M

Codice GEF (SKU) 35250

OEM - Marchio: Goldway N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Goldway: UT4000 A / 4000 A pro / 4000B, UT6000 C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OEM - Marchio: Goldway
- N: 1
- Tipo di sensore: Da dito adulto
- Lunghezza cavo: 3.0 m
- Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.
- Compatibilità: Goldway: UT4000 A / 4000 A pro / 4000B, UT6000 C

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35250



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697