



## Sensore SpO<sub>2</sub> Adulti per Mindray

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35252

EAN / GTIN 6900234100399

Confezione 1

OEM - Marchio: Mindray N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto  
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: PM-600, PM-5000, PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000 (basato su Nellcor) PM-50

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IIb**CND  
**C900301**EAN / GTIN  
**6900234100399**CODICE GEF  
**35252**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697