



Sensore SpO₂ Neonatale a "y" per Nellcor

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35255

EAN / GTIN 6900234100566

Confezione 1

OEM - Marchio: Nellcor N: 6 Tipo di sensore: Tipo Y neonatale
Lunghezza cavo: 0.9 m Cavo d'estensione: (cod. 35304) *Cavo d'estensione disponibile. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100566

CODICE GEF

35255



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697