



# Sensore SpO2 Pediatrico per Nellcor

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35256

EAN / GTIN 6900234100122

Confezione 1

OEM - Marchio: Nellcor N: 5 Tipo di sensore: Da dito pediatrico  
Lunghezza cavo: 0.9 m Cavo d'estensione: (cod. 35304) \*cavo  
d'estensione disponibile. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB,  
FR, IT, ES.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IIb**CND  
**C900301**EAN / GTIN  
**6900234100122**CODICE GEF  
**35256**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697