

GEF Medica

Sensore SpO₂ Adulti-neonatale Wrap per Nellcor - Cavo 0,9 M

Codice GEF (SKU) 35257

OEM - Marchio: Nellcor N: 4 Tipo di sensore: Adulto / neonatale a fascia Lunghezza cavo: 0.9 m Cavo d'estensione: (cod. 35304) *cavo d'estensione disponibile. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Artema: Diascope, Datascope: (Mindray): Accutorr Plus, Expert, Passport, PM-50; Drager: Cicero, Narkomed, Vitalert 1000; GE Medical: Corometrics 118, 120, 129, 188, 510, 556, Critikon 9710, 9720, Plus, Compact, Dinamap Select, MPS, Oxyshuttle, Pro 300/400, Eagle Series, Dash Series, Hellige Eagle, 1000, 3000, Eagle SMK, SMU, SMV, SOLAR Series, TRAM Modular x50SL Series; Invivo Research: MI2 (Nellcor SpO₂), Millennia 4500 Plus 2, Invivo/MDE Escort 100 OPT11A Escort 300A, Escort II OPT30, Prism (Nellcor SpO₂); Ivy Biomedical: 405A, 4050, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN; Mennen: Horizon XL (Nellcor SpO₂), MR 1300 Mercury 1200; Nellcor: N100 (req. preamp cable), N180, N200 (req. preamp cable), N-20, NPB-75, NPB-290, NPB-295, N-390, N-395, N-3000, N6000; Nihon Kohden: BSM-1102 Life Scope EC, BSM2304 iPro (Life Scope i), BSM-4102, 4112 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4104, 4114 Procyon (Life Scope P), BSM-9510 Life Scope M (Nellcor SpO₂), OGS2000 PocketCare (Nellcor SpO₂); Pace Tech Vitalmax 800 Series (cara negra Nellcor SpO₂); Philips 78352C, 78354C, 78834C, MI020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1 722A/B, M1732A/B, M2475B, M2601A, M3000A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OEM - Marchio: Nellcor
- N: 4
- Tipo di sensore: Adulto / neonatale a fascia
- Lunghezza cavo: 0.9 m
- Cavo d'estensione: (cod. 35304) *cavo d'estensione disponibile.
- Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.
- Compatibilità: Artema: Diascope, Datascope: (Mindray): Accutorr Plus, Expert, Passport, PM-50; Drager: Cicero, Narkomed, Vitalert 1000; GE Medical: Corometrics 118, 120, 129, 188, 510, 556, Critikon 9710, 9720, Plus, Compact, Dinamap Select, MPS, Oxyshuttle, Pro 300/400, Eagle Series, Dash Series, Hellige Eagle, 1000, 3000, Eagle SMK, SMU, SMV, SOLAR Series, TRAM Modular x50SL Series; Invivo Research: MI2 (Nellcor SpO₂), Millennia 4500 Plus 2, Invivo/MDE Escort 100 OPT11A Escort 300A, Escort II OPT30, Prism (Nellcor SpO₂); Ivy Biomedical: 405A, 4050, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN; Mennen: Horizon XL (Nellcor SpO₂), MR 1300 Mercury 1200; Nellcor: N100 (req. preamp cable), N180, N200 (req. preamp cable), N-20, NPB-75, NPB-290, NPB-295, N-390, N-395, N-3000, N6000; Nihon Kohden: BSM-1102 Life Scope EC, BSM2304 iPro (Life Scope i), BSM-4102, 4112 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4104, 4114 Procyon (Life Scope P), BSM-9510 Life Scope M (Nellcor SpO₂), OGS2000 PocketCare (Nellcor SpO₂); Pace Tech Vitalmax 800 Series (cara negra Nellcor SpO₂); Philips 78352C, 78354C, 78834C, MI020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1 722A/B, M1732A/B, M2475B, M2601A, M3000A

CODICE GEF

35257



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it