



Sensore SpO2 Adulti per Nellcor

Dispositivo medico

Classe IIb

2 varianti

Codice GEF (SKU) **35258**EAN / GTIN **6900234100016**Confezione **1**

OEM - Marchio: Nellcor N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto Lunghezza cavo: 0.9 m Cavo d'estensione: (cod. 35304) *cavo d'estensione disponibile. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35258	0,9 m	6900234100016	1
35259	3 m	6900234100030	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100016

CODICE GEF

35258

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697