



Sensore SpO2 Adulti a "y" per Nellcor

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35261

EAN / GTIN 6900234100573

Confezione 1

OEM - Marchio: Nellcor N: 3 Tipo di sensore: Tipo Y da orecchio adulto
Lunghezza cavo: 3,0 m Cavo d'estensione: (cod. 35304) *cavo d'estensione disponibile. Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
C900301EAN / GTIN
6900234100573CODICE GEF
35261

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697