



Sensore SpO2 Adulti per Nellcor Oxitech

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) **35262**

EAN / GTIN **6900234100450**

Confezione **1**

SENSORE SpO2 • Produttore - marca: Nellcor Oxitech • Tipo sensore: Dito - adulto • Lunghezza cavo: 0,9 m • Compatibilità: Nellcor Oximax: N-550, N-560, N-595, N-600 e monitor paziente con modulo Oximax • Prolunga 2,4 m: 35305

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100450

CODICE GEF

35262



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697