



Sensore SpO2 Adulti "soft" per Nellcor Oxitech

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35263

EAN / GTIN 6900234100498

Confezione 1

SENSORE SpO2 • Produttore - marca: Nellcor Oxitech • Tipo sensore:
Dito - adulto soft • Lunghezza cavo: 0,9 m • Compatibilità: Nellcor
Oximax: N-550, N-560, N-595, N-600 e monitor paziente con modulo
Oximax • Prolunga 2,4 m: 35305

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100498

CODICE GEF

35263



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697