



## Sensore SpO2 Adulti per Nikon-kohden

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) **35264**EAN / GTIN **6900234100405**Confezione **1**

OEM - Marchio: Nihon-Kohden N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto  
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Nihon Kohden: BSM-4101,4103 4111,4113 Life scope P BSM-5105, 5135 Life scope A BSM-2351, 2353 Life scope L BSM-2301, 2303 Life scope I, Life scope S

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIb**

CND

**C900301**

EAN / GTIN

**6900234100405**

CODICE GEF

**35264**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697