



Sensore SpO₂ Adulti-neonatale Wrap per Nellcor Oxitech

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35265

EAN / GTIN 6900234100528

Confezione 1

SENSORE SpO₂ · Produttore - marca: Nellcor Oxitech · Tipo sensore: A fascia - adulto/neonato · Lunghezza cavo: 0,9 m · Compatibilità: Nellcor Oximax: N-550, N-560, N-595, N-600 e monitor paziente con modulo Oximax · Prolunga 2,4 m: 35305

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100528

CODICE GEF

35265



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697