



Sensore SpO₂ Adulti per Nonin

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35266

EAN / GTIN 6900234100092

Confezione 1

OEM - Marchio: Nonin N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto Lunghezza cavo: 0.9 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.
Compatibilità: NONIN: 8500, 8600, 8700, 8800/9840; NONIN: 2500, 9600, 9700

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
C900301EAN / GTIN
6900234100092CODICE GEF
35266

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697