




Sensore SpO₂ Neonatale a "y" per Novamatrix - Cavo 3 M

Codice GEF (SKU) 35268

OEM - Marchio: Novamatrix N: 6 Tipo di sensore: Tipo Y neonatale
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Novamatrix: 505, 510, 511, 515B/C, 520, 7000, 7100; Oxypleth

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OEM - Marchio: Novamatrix
- N: 6
- Tipo di sensore: Tipo Y neonatale
- Lunghezza cavo: 3.0 m
- Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.
- Compatibilità: Novamatrix: 505, 510, 511, 515B/C, 520, 7000, 7100; Oxypleth

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

35268



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697