



## Sensore SpO2 Adulti per Novamatrix

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35269

EAN / GTIN 6900234100412

Confezione 1

OEM - Marchio: Novamatrix N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto  
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB,  
FR, IT, ES. Compatibilità: Novamatrix: 505, 510, 511, 515B/C, 520,  
7000, 7100; Oxypleth

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100412

CODICE GEF

35269



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697