



Sensore SpO₂ Adulti per Ohmeda - Cavo 3 M

Codice GEF (SKU) 35272

OEM - Marchio: Ohmeda N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Datex-Ohmeda: 3740, 3710, 4700 OxiCap, 520RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, Rascal II, GE Medical System: 7000 series, Corometrics 511, TRAM A.R., Tram Modular Serie x00SL, Mennen:Horizon XL800 (Ohmeda SpO₂)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OEM - Marchio: Ohmeda
- N: 1
- Tipo di sensore: Da dito adulto
- Lunghezza cavo: 3.0 m
- Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.
- Compatibilità: Datex-Ohmeda: 3740, 3710, 4700 OxiCap, 520RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, Rascal II, GE Medical System: 7000 series, Corometrics 511, TRAM A.R., Tram Modular Serie x00SL, Mennen:Horizon XL800 (Ohmeda SpO₂)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35272



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697