



Sensore SpO₂ Neonatale a "y" per Philips

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35275

EAN / GTIN 6900234100597

Confezione 1

OEM - Marchio: Philips N: 6 Tipo di sensore: Tipo Y neonatale
Lunghezza cavo: 1,6 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Philips: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
C900301EAN / GTIN
6900234100597CODICE GEF
35275

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697