



Sensore SpO₂ Adulti- neonatale Wrap per Philips

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35276

EAN / GTIN 6900234100511

Confezione 1

OEM - Marchio: Philips N: 4 Tipo di sensore: Adulto / involucro neonatale Lunghezza cavo: 1,6 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Philips: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100511

CODICE GEF

35276



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697