



Sensore SpO₂ Adulti per Philips

Dispositivo medico

Classe IIb

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35277

EAN / GTIN 6900234100429

Confezione 1

OEM - Marchio: Philips N: 1 Tipo di sensore: Da dito adulto Lunghezza cavo: 1.6 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

Compatibilità: Philips: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35277	1,6 m	6900234100429	1
35278	3 m	6900234100436	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100429

CODICE GEF

35277



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697