

GEF Medica

Sensore SpO2 Adulti "soft" per Philips

Dispositivo medico

Classe IIb

3 varianti

Codice GEF (SKU) 35279

EAN / GTIN 6900234100115

Confezione 1

OEM - Marchio: Philips N: 2 Tipo di sensore: Morbido da dito adulto
Lunghezza cavo: 1.6 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB,
FR, IT, ES. Compatibilità: Philips: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50,
MP70, MP80, VM4, VM6, VM8

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35279	1,6 m	6900234100115	1
35280	3 m	6900234100221	1
35283	3 m (35283)	6900234100474	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100115

CODICE GEF

35279



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697