



Sensore SpO2 Adulti a "y" per Philips

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35281

EAN / GTIN 6900234100603

Confezione 1

OEM - Marchio: Philips N: 3 Tipo di sensore: Tipo Y da orecchio adulto
Lunghezza cavo: 3.0 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB,
FR, IT, ES. Compatibilità: Philips: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50,
MP70, MP80, VM4, VM6, VM8

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
C900301EAN / GTIN
6900234100603CODICE GEF
35281

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697