



Sensore SpO₂ Adulti "soft" per Siemens/drager

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35286

EAN / GTIN 6900234100481

Confezione 1

OEM - Marchio: Siemens/Drager N: 2 Tipo di sensore: Morbido da dito adulto Lunghezza cavo: 1.6 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Siemens/Drager: SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000XL

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

C900301

EAN / GTIN

6900234100481

CODICE GEF

35286



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697