



## Sensore SpO2 Adulti a "y" per Siemens/drager

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35287

EAN / GTIN 6900234100610

Confezione 1

OEM - Marchio: Siemens/Drager N: 3 Tipo di sensore: Da orecchio tipo Y adulto Lunghezza cavo: 1.6 m Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES. Compatibilità: Siemens/Drager: SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000XL

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IIb**CND  
**C900301**EAN / GTIN  
**6900234100610**CODICE GEF  
**35287**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697