

Cavo Estensione per 35220

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 35300

EAN / GTIN 6900234400017

Confezione 1

Cavo estensione per sensore SpO2 (cod. 35220), per la connessione al dispositivo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12039080

EAN / GTIN

6900234400017

CODICE GEF

35300



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697