

GEF Medica

Cavo Estensione per 35230

Codice GEF (SKU) 35301

Cavo estensione per sensore SpO2 (cod. 35230), per la connessione al dispositivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo estensione per sensore SpO2 (cod. 35230), per la connessione al dispositivo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35301



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697