

# Cavo Estensione per 35232

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 35302

EAN / GTIN 6900234400031

Confezione 1

Cavo estensione per sensore SpO2 (cod. 35232), per la connessione al dispositivo.



## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12039080

EAN / GTIN

6900234400031

CODICE GEF

35302



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697