

Cavo Estensione per 35247

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 35303

EAN / GTIN 6900234400048

Confezione 1

Cavo estensione per sensore SpO2 (cod. 35247), per la connessione al dispositivo.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12039080

EAN / GTIN

6900234400048

CODICE GEF

35303



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697