

# Cavo Estensione per Nellcor 35255-35261

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 35304

EAN / GTIN 6900234400055

Confezione 1

Cavo estensione per sensori SpO2 (cod. 35255-61), per la connessione al dispositivo.



## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12039080

EAN / GTIN

6900234400055

CODICE GEF

35304



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697