



Cavo Estensione per Nellcor Oxytech 35262-3 e 35265

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 35305

EAN / GTIN 6900234400062

Confezione 1

Cavo prolunga di 2,4 metri per sensori SpO2 Nellcor Oxitech. Può essere utilizzato con i codici: - 35262 Tipo sensore: Dito - adulto - 35263 Tipo sensore: Dito - adulto soft - 35265 Tipo sensore: A fascia - adulto/neonato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12039080

EAN / GTIN

6900234400062

CODICE GEF

35305



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697