



Sensore SpO2 Gomma (Tipo D 0,9 M) Per K12, K15 (Necessita 35318) E Oxy 110

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **35314**

EAN / GTIN **8023279353143**

Confezione **1**

Sonda SpO2 in gomma per adulti

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
Z1203020280

EAN / GTIN
8023279353143

CODICE GEF
35314



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697