



Sensore SpO2 Riutilizzabile (Tipo D 0,9 M) Per K12, K15 (Necessita 35318) E Oxy 110

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35315

EAN / GTIN 8023279353150

Confezione 1

Sonda SpO2 a Y neonatale

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35315	neonatale - optional	8023279353150	1
35316	pediatrico - optional	8023279353167	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
C900301EAN / GTIN
8023279353150CODICE GEF
35315

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697